



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel operatora AKRUS AK 480 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie 230V lub akumulatorowe,
- Częstotliwość 50/60Hz,
- AK 480 to wielozadaniowy fotel operatora zapewniający maksymalny komfort chirurga nawet podczas długotrwałych zabiegów,
- Ergonomiczne siedzisko,
- Elektrycznie regulowana wysokość,
- Przełącznik nożny,
- Możliwość przechylenia fotela do przodu o 12°,
- Solidne kółka,
- Oparcie wychylne przód/tył,
- Wyposażenie opcjonalne:
 - Mechanicznie przesuwane siedzisko – przód/tył 100mm,
 - Podłokietnik z regulowaną wysokością,
 - Wielomodułowy podłokietnik wychylny we wszystkich kierunkach dzięki łożysku kulkowemu,
 - Wielomodułowy podłokietnik wychylny we wszystkich kierunkach dzięki łożysku kulkowemu z przedłużonym ramieniem,
 - Ruchome podparcie lędźwiowe,
 - Zapasowy akumulator,
- Parametry techniczne:
 - Wymiary podstawy: 620 x 680 mm,
 - Regulacja wysokości 550 x 720 mm,
 - Siedzisko 420 x 420 mm,
 - Grubość siedziska 80 mm,
 - Regulacja wysokości podłokietnika 140-290 mm,
 - Średnica kół 75 mm,
 - Waga 55 kg,
 - Max. ciężar użytkownika 250 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

