



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Fotel operatora AKRUS AK 480 (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie 230V lub akumulatorowe,
- Częstotliwość 50/60Hz,
- AK 480 to wielozadaniowy fotel operatora zapewniający maksymalny komfort chirurga nawet podczas długotrwałych zabiegów,
- Ergonomiczne siedzisko,
- Elektrycznie regulowana wysokość,
- Przełącznik nożny,
- Możliwość przechylenia fotela do przodu o 12°,
- Solidne kółka,
- Oparcie wychylne przód/tył,
- Wyposażenie opcjonalne:
  - Mechanicznie przesuwane siedzisko – przód/tył 100mm,
  - Podłokietnik z regulowaną wysokością,
  - Wielomodułowy podłokietnik wychylny we wszystkich kierunkach dzięki łożysku kulkowemu,
  - Wielomodułowy podłokietnik wychylny we wszystkich kierunkach dzięki łożysku kulkowemu z przedłużonym ramieniem,
  - Ruchome podparcie lędźwiowe,
  - Zapasowy akumulator,
- Parametry techniczne:
  - Wymiary podstawy: 620 x 680 mm,
  - Regulacja wysokości 550 x 720 mm,
  - Siedzisko 420 x 420 mm,
  - Grubość siedziska 80 mm,
  - Regulacja wysokości podłokietnika 140-290 mm,
  - Średnica kół 75 mm,
  - Waga 55 kg,
  - Max. ciężar użytkownika 250 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

