



## Stół operacyjny okulistyczny AKRUS SB 5010 ES (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie 230V,
- Częstotliwość 50/60Hz,
- Mobilny stół operacyjny przeznaczony do zabiegów okulistycznych,
- Elektrycznie regulowane położenie zagłówka, oparcia i siedziska,
- Każdy element regulowany indywidualnie,
- Regulowana wysokość – możliwość wyjątkowo niskiego ustawienia 52-78 cm,
- Regulacja poziomu,
- Możliwość montażu różnych ergonomicznych zagłówek,
- Mobilny- na kółkach 125 mm z hamulcami po obu stronach,
- Możliwość pracy na akumulatorze,
- Duży wybór akcesoriów dodatkowych,
- Gabaryty:
  - Długość podstawy kół 760 mm,
  - Szerokość podstawy kół 580 mm,
  - Szerokość stołu plus Ramię 700 mm,
  - Szerokość siedziska 590 mm,
  - Wysokość oparcia przy wyprostowanym oparciu 1700 mm,
  - Max. Długość, oparcie pleców poziome 1750 mm,
  - Max. Waga pacjenta 200/300 kg,
  - Waga (w zależności od opcji) 114 kg,
- **Wyposażenie opcjonalne (za dopłatą):**
  - Standardowy zagłówek,
  - Multi przegubowy zagłówek,
  - Podgłówek płaski,
  - Ramię przegubowe dodatkowego zagłówka +30/-50°,
  - Wieszak na parawan,
  - Wentylowany wieszak na parawan,
  - Podłokietnik ,regulowana wysokość, wychylenie, na głowicy kulowej,
  - Podpórka ramienia, nie regulowana,
  - Stojak na kroplówkę,
  - Releing boczny,
  - Przełącznik nożny,
  - Joystick nożny 4 segmenty,
  - Akumulator,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

