



## HYDRA 100 Autoklaw (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Autoklaw klasy N,
- Zalety:
  - W pełni automatyczny, prosty w obsłudze można przeprowadzić kompletne cykle sterylizacji w temperaturze 125 ° C w ciągu zaledwie 15 minut,
  - Dostępny w wersji 9 litrów i jest zgodny z dyrektywą 93/42 / EWG w sprawie małych sterylizatorów parowych,
  - Dzięki niezawodności, szybkości i mniejszej przestrzeni jest dobrą alternatywą dla autoklawów klasy B do sterylizacji nieopakowanych instrumentów medycznych,
  - Urządzenie jest wyposażone w kilka układów bezpieczeństwa, powiązanych z termostatem, w przypadku nadmiernej temperatury następuje automatyczne zatrzymanie cyklu sterylizacji.
  - Autoklaw HYDRA 100 został wyposażony w zawór bezpieczeństwa z Certyfikatem TUV (PED IV),
- Dane techniczne:
  - Klasa N,
  - Zasilanie: 220/230 V,
  - Częstotliwość: 50-60 Hz,
  - Moc: 1500 W,
  - Temperatura sterylizacji: 125°C,
  - Ciśnienie robocze: 1,3 - 1,6 bar,
  - Gabaryty: L 250 - H 310 - W 385 mm,
  - Wielkość komory sterylizacyjnej:  $\varnothing$  220 - H 235 mm,
  - Ciecz sterylizacji: woda destylowana,
  - Pojemność komory sterylizacyjnej: 9 litrów,
  - Czas sterylizacji: 15 minut,
  - Wagi:
    - Waga netto: 13,3 kg,
    - Waga brutto: 17,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania; Raty, Leasing, Pożyczka,

