



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stolik pod aparaturę medyczną TALIE 4 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Posiada stabilną stalową konstrukcję pokrytą farbą proszkową,
- W standardzie posiada górną półkę metalową z rantami oraz uchwyty na elektrody i ssawki, a także kółka jezdne w tym 2 z hamulcem,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Dodatkowa półka metalowa,
 - Półka z szufladą i z miską ze stali nierdzewnej,
 - Uchwyt na żel,
 - Wieszak na papier,
- Parametry Techniczne:
 - Szerokość: 53 cm,
 - Wysokość: 89 cm,
 - Głębokość: 42 cm,
 - Wymiary półek (szer/gł): 36x 30 cm,
 - Masa własna: 14 kg,
 - Maksymalne obciążenie na półkę: 5 kg,
- Gwarancja 12 miesięcy,

