



Podgłówek specjalistyczny szeroki FAMED WS 46-5 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny idealny,
- Produkcji polskiej,
- Służy do podpierania głowy pacjenta w pozycji leżącej na wznak i w pozycji bocznej,
- Konstrukcja podgłówka, dzięki trzem obrotowym węzłom, zapewnia regulację wysokości, pochylecia kątownego oraz wzdłużnego,
- Maksymalne obciążenie: 15 kg,
- Gabaryt zagłówka: 50 x 27,5 x 5 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

