



## Łóżko rehabilitacyjne-szpitalne MALVESTIO 3LE100F (Powystawowy (demo))

- Nowy, powystawowy,
- Produkcji włoskiej (2009r.),
- Łóżko przeznaczone dla dorosłych pacjentów przebywających w szpitali podczas prowadzenia diagnostyki, monitorowania oraz leczenia,
- Czterosekcyjne łóżko szpitalne o stałej wysokości,
- Segmentów leża (galwanizowana krata),
- **Dane Techniczne:**
  - Wymiary 2160 x 930 mm,
  - Kąt uniesienia segmentu oparcia 75° regulowany za pomocą siłownika gazowego,
  - Kąt uniesienia segmentu uda 22° regulowany za pomocą siłownika gazowego,
  - Średnica kół 125 mm,
  - Statyw na kroplówkę 4 ramienny,
  - Materac przeciwoleżynowy typu GOFR firmy JANPOL wykonana z pianki poliuretanowej o gęstości 25 kg/m<sup>3</sup>, wysokość 120 mm z pokrowcem paro - przepuszczalnym - wodoszczelnym,
  - Maksymalne obciążenie 170 kg,
- Mobilne na kółkach z hamulcem
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- **Gwarancja:**
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka.

