



Szafka do defibrylatora AED ASB 1001 (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji włoskiej,
- Przeznaczona do defibrylatora PROGETTI AED,
- Wykonana ze stali lakierowanej proszkowo,
- Przednie drzwi z okienkiem zamykane na klucz,
- Awaryjny klucz zamieszczony za szybką,
- Posiada otwory montażowe do powieszenia na ścianie,
- Gabaryty: 39 x 19,5 x 39 cm,
- **Cena nie obejmuje defibrylatora,**

