



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Unit okulistyczny RODENSTOCK PRO 1000 Evo (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Unit okulistyczny PRO 1000 EVO został wyposażony w nowe funkcje:
  - Elektryczna regulacja wysokości stołu urządzenia,
  - Elektro-magnetyczny hamulec stolika,
- **Cechy i zalety Unitu RODENSTOCK PRO 1000 Evo:**
  - Solidna konstrukcja,
  - Komfortowy, regulowany fotel,
  - Ponadczasowa, nowoczesna stylistyka,
  - Kolumna z górnym LED-owym oświetleniem,
  - Wewnętrzne oświetlenie LED RGB,
  - Ruchomy stół na 2 urządzenia,
  - Mechaniczna blokada stolika,
  - Regulowane ramię foroptera,
  - Podstawa na projector,
  - Możliwa dodatkowa szafka,
- **Dane techniczne:**
  - Stół obrotowy i przesuwany, na dwa urządzenia,
  - Blokada stołu: magnetyczna,
  - Regulacja stolika: +/- 10 cm
  - Maks. nośność (stołu): 45kg (25/20kg),
  - Fotel pacjenta: ER 500,
  - Podwyższenie fotela pacjenta: ±20 cm,
  - Pochylenie fotela pacjenta: do 33°,
  - Waga całkowita (bez fotela): około. 195/215 kg,
  - Maks. ładowność (fotela): 120 kg,
  - Wysokość kolumny projektora: 176 cm/±1,5 cm,
  - Unit wyposażono w następujące gniazda:
    - 2 gniazda zasilania (230 V),
    - 1× RS-232, 1× 6-stykowe (6 V/12 V),
    - 1× LAN,
    - 1× USB 2.0,
  - Światło do czytania: Biała dioda LED 12 V,
  - Światło wewnętrzne: LED RGB 12 V,
  - Pobór energii: 280 VA,
  - Zasilacz: 110/115 V AC/230 V AC ±10%,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,

