



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Sonda ultradźwiękowa BARD DYMAX (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny idealny,
- Produkcji U.S.A (2006r),
- Częstotliwość pracy:
 - 9 MHz 53 mmFL,
- Gabaryt: 13,5 x 4 cm,
- **Przeznaczona do:**
 - USG naczyńnicowe BARD SITE RITE IV,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- **Gwarancja:**
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

