



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Laser AMS LASERSCOPE GREEN LIGHT HPS (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany, stan techniczny idealny,
- Produkcji U.S.A (2009r.),
- Zasilanie: 240 V, (zasilane z gniazda siłowego jedna faza),
- Częstotliwość: 50-60 Hz,
- Moc: 20 A,
- **Zielony laser GreenLightHPS** - Otworzył on nową erę leczenia milionów mężczyzn na całym świecie. W krajach zachodnich, zabieg odparowania przerośniętego gruczołu krokowego, ze względu na jego skuteczność i bezpieczeństwo, stał się złotym standardem leczenia urologicznego. W Polsce ta nowoczesna metoda zabiegowa pomogła już kilku tysiącom pacjentów, a obserwacje naukowe potwierdzają jej efektywność.
- **Typ lasera:** stały, o podwójnej częstotliwości,
- **Długość fali:** 532 nm,
- **Średnie poziomy mocy:** 20-120W w odstępach co 10 W,
- **Wiązka celownicza:** dioda laserowa, czerwona, 635 nm,
- **Rozbieżność wiązki wyjściowej:** 0,05-0,15 radiana kąta pełnego przy połowie mocy,
- Wbudowany wyświetlacz: Ekran dotykowy,
- Wysuwany wspornik światłowodu,
- **W zestawie:**
  - Centralka główna laser GreenLight HPS,
  - Załącznik nożny podwójny,
  - 3 sztuki okularów ochronnych,
  - 2 x kluczyk do włączenia lasera,
  - **4 x Światłowód LASERSCOPEGreenLightHPS:**
    - Fiber GL HPS,
    - **Po terminie,**
    - Sterylizacja: jednorazowy użytek,
- Waga: 152 kg,
- Gabaryt: 42 x 86 x 110 cm,
- Mobilny na kółkach z hamulcem,
- Instrukcja obsługi w j. polskim, niemieckim,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- **Gwarancja:**
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

