



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Orteza stawu skokowego BAUERFEIND AirLoc (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Wskazania
 - Ostre urazy torebek i więzadeł stawowych w obrębie stawu skokowego,
 - Przewlekłe niestabilności,
 - Rehabilitacja pooperacyjna,
 - Profilaktyka urazowa,
- Cechy
 - AirLoc to orteza stabilizująca z innowacyjną elastyczną powłoką w kształcie miseczki. Zapewnia to doskonałe dopasowanie do kształtu nogi i wielkości obrzęku,
 - Plastikowe, anatomicznie ukształtowane miseczki zapewniają doskonałe przyleganie do stawu skokowego,
 - System poczwórnego zapięcia na rzepy umożliwia indywidualne dopasowanie co gwarantuje najwyższy komfort użytkowania,
 - Napelniane powietrzem poduszeczki umożliwiają łatwe dostosowanie ortezy do wielkości obrzęku,
 - System AirLoc zapewnia wysoki stopień stabilizacji stawu skokowego,
 - Smukłe miseczki sprawdzają się podczas noszenia ortezy w butach,
- Działanie
 - Wspiera funkcje czuciowo-ruchowe jednocześnie zapobiegając skręceniu kostki,
 - Stabilizuje boczne torebkowe więzadła górnego stawu skokowego szczególnie, jeśli jest noszona wewnątrz buta,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- **Gwarancja:**
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka.

