



Waga uniwersalna (niemowlęca-dorośli) TANITA 1582 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 6 baterii 1.5 V AA,
- Wyświetlacz cyfrowy z funkcją obrotu wyświetlania wyniku,
- Obciążenie max. 136 kg,
- Dokładność:
 - 30lb/14 kg 1oz/20g,
 - 300lb/136kg, 0-250lb/0,2lb 250-300lb 0,5lb, 0-100kg/100g, 100-136kg/200g,
- Jednostka miary: lb/kg,
- Posiada dwie funkcje: waga noworodkowa lub po zdemontowaniu szalki służy jako waga podłogowa o masie do 136 kg,
- Wymiary podstawy: 320 x 340 x 50 mm
- Wymiary szalki: 565 x 275 mm,
- Waga: 3,7 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

