



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa perystaltyczna CARE FUSION ALARIS SE (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny idealny,
- Produkcji polskiej (2011 r.),
- Zasilanie: 230 V, oraz poprzez wbudowany akumulator NiCd (1800mAh),
- Częstotliwość: 50-60 Hz,
- Moc: 75 VA,
- Wszystkie zestawy pomp Alaris SE wyposażone są w regulator przepływu AccuSlide®. AccuSlide minimalizuje ryzyko swobodnego przepływu dzięki zintegrowanemu ogranicznikowi przepływu, który zamyka się automatycznie po zdjęciu zestawu,
- **Specyfikacja:**
 - **Zakres przepływu:** 0,1 do 999,9 ml / hw krokach co 0,1 ml / h (pierwotny),
1,1 do 270,0 ml / h w krokach co 0,1 ml / h (wtórne),
 - **Zakres przepływu KVO:** od 0,1 do 20,0 ml / h co 0,1 ml / h,
 - **Zakres objętości do podania:** od 0,1 do 999,9 ml w przyrostach co 0,1 ml (pierwotny), od 1 do 999,9 ml w dawce 0,1 ml (drugorzędny)
 - **Gęstość objętościowa:** od 0,0 do 9999,9 ml w krokach co 0,1 ml
 - **Alarmy:** powietrze w linii, wyczerpane baterie, awaria kanału, błąd łącza komputera, odłączony czujnik przepływu, czas przetrzymania przekroczony, awaria urządzenia, zablokowanie klucza, otwarty zatrzask, nie wykryto przepływu w strumieniu upuszczanym, okluzja w dół, przedostawanie się okluzji, wykryto przepływ pierwotny podczas,
- W komplecie uchwyt do mocowania na statywie, na łóżku lub innej szynie, oraz do przemieszczania,
- Złącze RS-232,
- Waga: 3,0 kg,
- Instrukcja obsługi w języku angielskim (pdf),
- Gabaryty: 130 x 194 x 220 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny.
- **Gwarancja:**
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

