



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Podgrzewacz płynów infuzyjnych SMITHS HOTLINE LEVEL 1 HL-90 (B) (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50-60 Hz,
- Moc: 1.5 A,
- **Hotline**-to jedyne urządzenie podgrzewające przetaczany płyn infuzyjny na całej drodze - od worka do wkłucia pacjenta. Dzięki temu jest to najskuteczniejsze urządzenie tego typu,
- Ze względu na ogrzewanie płynów przy wykorzystaniu płaszcza wodnego nie występują w nim tzw. „gorące punkty” ( jakie występują w suchych podgrzewaczach).Urządzenie może być używane do bezpiecznego ogrzewania przetaczanej krwi,
- Elektroniczny wyświetlacz temperatury,
- Diodowe wskaźniki pracy i alarmów,
- Pojemność obiegowa: 1,4L,
- **Cechy podgrzewacza:**
  - Utrzymuje krew i płyny w temperaturze od 37 do 42 ° C, dostarczając ciepłe płyny pacjentowi z szybkością przepływu do 5000 ml / h,
- Posiada uchwyt do powieszenia na stojaku,
- Materiały zużywalne dostępne na polskim rynku, (nie dołączone do urządzenia),
- Gabaryty: 21 x 21,5 x 25 cm,
- Instrukcja obsługi w j. angielskim (PDF),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- **Gwarancja:**
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

