



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stół operacyjny OPT 30 Wersja (B) (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji włoskiej,
- Zasilanie: 230 V, lub akumulatorowe 2 x 12V 12Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 350 VA,
- Stół regulowany elektrycznie oraz manualnie poprzez sprężyny gazowe,
- Maksymalny udźwig: 180 kg,
- 5 segmentowy,
- Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 69 – 105 cm,
- Elektryczna regulacja przechyłu boczego w zakresie: +/- 20°,
- Elektryczna regulacja przechyłu pionowego-pozycja Trendelenburg, AntyTrendelenburg,
- Funkcja „0” stołu,
- Wszystkie wymienione funkcje uruchamiane są z pilota przewodowego,
- **Manualna regulacja funkcji poprzez sprężyny gazowe:**
  - Segment plecowy regulowany +70°/-45°,
  - Segment nożny regulowany +25°/-90° , dzielony odwodzony na boki 60° ,
  - Zagłówek regulowany +55°/-60° ,
- **Dodatkowo stół posiada:**
  - Przezierność X-RAY ,
  - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
- **Gabaryty:**
  - Zagłówek: 37 x 21 x 5 cm,
  - Oparcie: 48 x 65 x 5 cm,
  - Siedzisko: 48 x 46,5 x 5 cm,
  - Segment nożny: 70 x 24 x 5 cm,
  - Leże: 48 x 207 x 5 cm,
- Obudowa stołu wykonana ze stali nierdzewnej,
- Gabaryt podstawy: 53,5 x 110,5 cm,
- Maksymalna szerokość stołu: 52,5 cm,
- Mobilny 4 kółka z hamulcem centralnym,
- **Możliwość wyposażenia stołu za dodatkową opłatą w akcesoria z naszej oferty, przykłady widoczne na ostatnich zdjęciach,**
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

