



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Lampa Fluorescencyjna LID Floraled (Produkt nowy)**

- Nowa,
- Produkcji francuskiej,
- Ta lampa LED oświetla duży obszar jasnym, miękkim światłem. Odchylana głowica pozwala łatwo skierować światło i uniknąć efektu olśnienia,
- Rozproszone intensywne oświetlenie tej lampy pomaga osobom słabowidzącym na wygodniejszą pracę,
- Dane techniczne:
  - Natężenie światła: 840 Lumens,
  - Barwa światła: 4500°K\* (neutralna biel),
  - Wskaźnik oddawania barw: IRC 95/100,
  - Zużycie energii elektrycznej: 8,4 W,
  - Wyrób medyczny klasy 1,
  - Żywotność diod LED: minimum 50 000 godzin,
  - Ochrona elektryczna: klasa izolacji II,
  - Normy: IEC 60 601 -1/ -2-41 IEC 60 598-2-25,
  - Długość kabla zasilającego: 3 metry,
  - Dostępne kolory : biała,
- Gabaryty:
  - Wymiar głowy lampy: 10 x 230 mm,
  - Elastyczne ramię: 650 mm, 1000 mm,
  - Wymiar podstawy: 69 x 69 x 115 mm,
  - Waga: 1.5 / 2,3 kg,
  - Odstęp międzyosiowe (4 otwory w podstawie lampy): 54,5 mm,
- Standardowa długość lampy to 650 mm, za dopłatą można zakupić lampę o długości 1000 mm,
- Średnica pola świetlnego :
  - Odległość 30 cm: 33 000 lux oświetlenie pola 15 x 10 cm
  - Odległość 50 cm: 13000 lux oświetlenie pola 25 x 20 cm,
  - Odległość 100 cm: 3500 lux oświetlenie pola 40 x 40 cm,
- Do lampy wymagane są dodatkowe akcesoria montażowe , do wyboru (za dopłatą):
  - Stojak teleskopowy podstawa 60-100 cm metal biały, ciężki,
  - Stojak teleskopowy podstawa 60-100 cm metal biały, ciężki -wersja z hamulcami w 2 kółkach,
  - Stojak teleskopowy podstawa 90-130 cm metal biały, ciężki,
  - Stojak teleskopowy podstawa 90-130 cm metal biały, ciężki - wersja z hamulcami w 2 kółkach,
  - Zwykły zacisk - czarny,
  - Zacisk do szyn medycznych z pionowym wyjściem na lampę,
  - Uniwersalny zacisk,
  - Uchwyt ścienny,
  - Uchwyt ścienny ARM biały (2x40cm),
  - Uchwyt ścienny ARM biały (1x40cm),
  - Uchwyt na blat ARM biały (1x60cm),
  - Metalowa podstawa biała / szara,
  - Płytkę z metalową rurą na środku  $\varnothing 16$ ,
  - Płytkę z metalową rurą na krawędzi  $\varnothing 16$ ,
  - Płytkę na uchwycie ARM,
  - Gniazdo żeńskie z adaptacyjną płytką  $\varnothing 16$  mm x 27,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 3 lata,

