



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl


Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wielofunkcyjne urządzenie do sterylizacji MULTISTERIL (Produkt nowy)

- Nowe,
- Produkcji włoskiej,
- Multisteril to rewolucyjne urządzenie, które automatycznie wykonuje wszystkie główne fazy przygotowania do cyklu sterylizacji, takie jak dezynfekcja, czyszczenie, płukanie, suszenie, bez interwencji człowieka,
- **Zalety urządzenia:**
 - **Czynnik ryzyka** - Manipulowanie instrumentami lub materiałami potencjalnie zakaźnymi jest bardzo ważnym czynnikiem i musi być ściśle kontrolowane, zarówno dla ochrony operatorów, jak i dla osób prawnie odpowiedzialnych za operację. Multisteril eliminuje wszelkie ryzyko,
 - **Protokół zarządzania** - Sterylizacja jest zapewniona tylko wtedy, gdy istnieje prawidłowa procedura przygotowania materiału. Multisteril poprawnie wykonuje wszystkie cykle,
 - **Przestrzeń** - to kolejny ważny problem. W rzeczywistości pomieszczenia do sterylizacji są często niewielkie; więc racjonalizacja przestrzeni jest bardzo cenna. Multisteril robi wszystko w przestrzeni 40 cm,
 - **Koszty całkowite** - koszt jest ważnym czynnikiem, który musi być pod kontrolą. Dzięki Multisteril każdy cykl kosztuje około 2 euro.
- **Wyposażenie standardowe:**
 - Multisteril CD Koncentrat do dezynfekcji, nie ścina białek - 1 szt (DM401ALP),
 - Siatkowy prostokątny koszyk (SVMA069),
 - Okrągły koszyk na końcówki (SVMA072),
- **Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą):**
 - Multisteril CD Koncentrat do dezynfekcji, nie ścina białek - 6 szt (DM401ALP),
 - Wsparcie dla 2 tac chirurgicznych (VM801ZVM),
- **Dane techniczne:**
 - Gabaryty:
 - Multisteril:
 - Szerokość: 415 mm,
 - Długość: 450 mm,
 - Wysokość: 415 mm,
 - Wysokość z otwartą pokrywą 750 mm,
 - Głębokość z otwartą pokrywą: 530 mm,
 - Pojemnik:
 - Szerokość: 332 mm,
 - Wysokość: 120 mm,
 - Głębokość: 227 mm,
 - Waga: 20 kg,
 - Zasilanie: 220V~ - 50/60 Hz,
 - Pobór mocy: 1 kW,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



3 TECHNICAL DATA		
OPERATION		
Working temperature	+4°C - +450°C	
Max. ambient humidity	90%	
Humidity tolerance	20% r.H. p. 100°C	
Control length	750 mm	
Internal depth	500 mm	
Weight (empty oven)	22 kg	
CONNECTIONS		
Power voltage	230 V AC, 50 Hz, single phase	
Max. electrical power	3.5 kW	
Protection	IP 2X (AC)	
Power cord	2 x 1.5 mm ²	
Phone	Ø 4 x 2 x 20	
CONSTRUCTION		
W. of insulation	6	
Frequency	50 Hz	
MECHANICAL SUPPLY		
Water pressure	1.5 - 2 bar	
Max. temperature	+50°C	
Water flow adjustment	30 l/h, single flow	
Max. volume	40 l/h, max. 0.16	
Water flow volume	30	
OPTIONAL EQUIPMENT		
Model	1.5 x 2.5 x 3 (300°C)	
	Additional package	Available control
Autostat system with full control	1%	1%
	2%	1%
	3%	1%
	4%	1%
	5%	1%
Model	3000/2000	
PRICES		
Type 200	55 200 000	
Discount 200	55 400 000 / 51 400 000	