



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)


Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Wielofunkcyjne urządzenie do sterylizacji MULTISTERIL (Produkt nowy)**

- Nowe,
- Produkcji włoskiej,
- Multisteril to rewolucyjne urządzenie, które automatycznie wykonuje wszystkie główne fazy przygotowania do cyklu sterylizacji, takie jak dezynfekcja, czyszczenie, płukanie, suszenie, bez interwencji człowieka,
- **Zalety urządzenia:**
  - **Czynnik ryzyka** - Manipulowanie instrumentami lub materiałami potencjalnie zakaźnymi jest bardzo ważnym czynnikiem i musi być ściśle kontrolowane, zarówno dla ochrony operatorów, jak i dla osób prawnie odpowiedzialnych za operację. Multisteril eliminuje wszelkie ryzyko,
  - **Protokół zarządzania** - Sterylizacja jest zapewniona tylko wtedy, gdy istnieje prawidłowa procedura przygotowania materiału. Multisteril poprawnie wykonuje wszystkie cykle,
  - **Przestrzeń** - to kolejny ważny problem. W rzeczywistości pomieszczenia do sterylizacji są często niewielkie; więc racjonalizacja przestrzeni jest bardzo cenna. Multisteril robi wszystko w przestrzeni 40 cm,
  - **Koszty całkowite** - koszt jest ważnym czynnikiem, który musi być pod kontrolą. Dzięki Multisteril każdy cykl kosztuje około 2 euro.
- **Wyposażenie standardowe:**
  - Multisteril CD Koncentrat do dezynfekcji, nie ścina białek - 1 szt (DM401ALP),
  - Siatkowy prostokątny koszyk (SVMA069),
  - Okrągły koszyk na końcówki (SVMA072),
- **Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą):**
  - Multisteril CD Koncentrat do dezynfekcji, nie ścina białek - 6 szt (DM401ALP),
  - Wsparcie dla 2 tac chirurgicznych (VM801ZVM),
- **Dane techniczne:**
  - Gabaryty:
    - Multisteril:
      - Szerokość: 415 mm,
      - Długość: 450 mm,
      - Wysokość: 415 mm,
      - Wysokość z otwartą pokrywą 750 mm,
      - Głębokość z otwartą pokrywą: 530 mm,
    - Pojemnik:
      - Szerokość: 332 mm,
      - Wysokość: 120 mm,
      - Głębokość: 227 mm,
  - Waga: 20 kg,
  - Zasilanie: 220V~ - 50/60 Hz,
  - Pobór mocy: 1 kW,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



3 TECHNICAL DATA		
<b>GENERAL</b>		
Working temperature	+4°C - +45°C	
Wet weight capacity (at 45°C)	20kg	
Wet weight capacity (at 45°C)	20 x 40 x 100mm	
Control height	750 mm	
Internal depth	460 mm	
Height (single door open)	2210 mm	
<b>CONNECTIONS</b>		
Power voltage	220 V a.c. ±10% single phase	
WSP electrical power	1000W	
Frequency	50/60 Hz	
Water inlet	2" x 1/2" female	
Water	R 1/4" x 1/2" (PT)	
<b>CONTROLS</b>		
WSP microprocessor	4	
Frequency	20 kHz	
<b>CONNECTIONS</b>		
Water pressure	1.5 - 2 Bar	
WSP temperature	+45°C	
Water flow adjustment	20 l/h (weight flow)	
WSP temperature	+45°C	
Water inlet	2" x 1/2" (PT)	
Water flow volume	20 l/h	
<b>OPTIONAL ACCESSORIES</b>		
Model	2.0 x 2.0 (100mm)	
	Optional package	Available control
	1%	1%
	2%	2%
	3%	3%
	4%	4%
	5%	5%
	6%	6%
	7%	7%
	8%	8%
	9%	9%
	10%	10%
	11%	11%
	12%	12%
	13%	13%
	14%	14%
	15%	15%
	16%	16%
	17%	17%
	18%	18%
	19%	19%
	20%	20%
	21%	21%
	22%	22%
	23%	23%
	24%	24%
	25%	25%
	26%	26%
	27%	27%
	28%	28%
	29%	29%
	30%	30%
	31%	31%
	32%	32%
	33%	33%
	34%	34%
	35%	35%
	36%	36%
	37%	37%
	38%	38%
	39%	39%
	40%	40%
	41%	41%
	42%	42%
	43%	43%
	44%	44%
	45%	45%
	46%	46%
	47%	47%
	48%	48%
	49%	49%
	50%	50%
	51%	51%
	52%	52%
	53%	53%
	54%	54%
	55%	55%
	56%	56%
	57%	57%
	58%	58%
	59%	59%
	60%	60%
	61%	61%
	62%	62%
	63%	63%
	64%	64%
	65%	65%
	66%	66%
	67%	67%
	68%	68%
	69%	69%
	70%	70%
	71%	71%
	72%	72%
	73%	73%
	74%	74%
	75%	75%
	76%	76%
	77%	77%
	78%	78%
	79%	79%
	80%	80%
	81%	81%
	82%	82%
	83%	83%
	84%	84%
	85%	85%
	86%	86%
	87%	87%
	88%	88%
	89%	89%
	90%	90%
	91%	91%
	92%	92%
	93%	93%
	94%	94%
	95%	95%
	96%	96%
	97%	97%
	98%	98%
	99%	99%
	100%	100%