



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Autoklaw EUROPA B EVO (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Autoklaw klasy B,
- Europa B Evo to najnowszej generacji autoklaw z kilkoma nowymi funkcjami w porównaniu do poprzedniego modelu Europa BXP,
- Nowy panel sterowania z niebieskim wyświetlaczem jest bardzo nowoczesny i efektowny,
- Prawdziwą innowacją jest nowa nasadka do ładowania umieszczona równo z przednią częścią przedniego panelu autoklawu,
- **Autoklaw posiada następujące cykle sterylizacyjne:**
  - 134°C - narzędzia opakowane i nieopakowane,
  - 121°C - narzędzia opakowane i nieopakowane,
  - cykl szybki,
  - cykl specjalny PRION, wykorzystywany przy chorobie Creutzfeldt'a Jacobs'a,
  - cykl nocny - bez udziału operatora z automatycznym wyłączeniem po zakończeniu pracy.
- **Zalety i cechy autoklawu:**
  - Maksymalne obciążenie na cykl 5 kg,
  - Wbudowana drukarka,
  - 3 urządzenia bezpieczeństwa na drzwiach: elektromagnetyczne, elektryczne, dynamiczne,
  - Karta kontrolna zainstalowana na płycie,
  - Wyświetlacz graficzny,
  - Automatyczny system wyrównania barometrycznego,
  - System napełniania pompą z automatycznym zatrzymaniem, gdy zbiornik jest pełny,
  - System wentylacji wymuszonej wbudowany w urządzenie,
  - Bezpieczny uchwyt na tace chroni przed kontaktem między ładunkiem a komorą,
  - **System P.I.D.:**
    - System ciągłego monitorowania i sterowania każdym procesem i funkcją autoklawu.
    - Diagnostyka i redukuje nieprawidłowości i ostrzeżenia (jeśli takowe wystąpią) w czasie rzeczywistym, gwarantując niezawodność, jednocześnie minimalizując okresy przerw w działaniu.
- **W zestawie:**
  - Tacki sitkowe o wymiarach 28,5 x 18,5 x 1,5 cm - 4 sztuki,
  - Stojak z uchwytami na 4 tacki,
  - Uchwyt do tacek,
  - Złącze lejka z wężykiem,
  - Złącze odprowadzenia wody,
  - Wężyki odprowadzające - 4 sztuki,
  - Lejek z rurką do podawania wody,
  - Element dystansowy,
  - Gąbka do czyszczenia komory sterylizacyjnej oraz uszczelki,
  - Przewód zasilający,
- **Dane techniczne:**
  - Sterylizacja wsadów typu: A, B,
  - Pojemność komory: 18 litrów,
  - Pojemność użyteczna: 12 litrów,
  - Maksymalne ciśnienie: 2,4 bara,
  - Wymiary zewnętrzne: 510 x 395 x 600 mm,
  - Wymiary komory: Ø 245 x 320 mm,
  - Waga: 54 kg,
  - Zasilanie: 230 V - 50 / 60 Hz,
  - Pobór mocy: 1,5 kW,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

