



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autoklaw EUROPA B EVO (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Autoklaw klasy B,
- Europa B Evo to najnowszej generacji autoklaw z kilkoma nowymi funkcjami w porównaniu do poprzedniego modelu Europa BXP,
- Nowy panel sterowania z niebieskim wyświetlaczem jest bardzo nowoczesny i efektowny,
- Prawdziwą innowacją jest nowa nasadka do ładowania umieszczona równo z przednią częścią przedniego panelu autoklawu,
- **Autoklaw posiada następujące cykle sterylizacyjne:**
 - 134°C - narzędzia opakowane i nieopakowane,
 - 121°C - narzędzia opakowane i nieopakowane,
 - cykl szybki,
 - cykl specjalny PRION, wykorzystywany przy chorobie Creutzfeldt'a Jacobs'a,
 - cykl nocny - bez udziału operatora z automatycznym wyłączeniem po zakończeniu pracy.
- **Zalety i cechy autoklawu:**
 - Maksymalne obciążenie na cykl 5 kg,
 - Wbudowana drukarka,
 - 3 urządzenia bezpieczeństwa na drzwiach: elektromagnetyczne, elektryczne, dynamiczne,
 - Karta kontrolna zainstalowana na płycie,
 - Wyświetlacz graficzny,
 - Automatyczny system wyrównania barometrycznego,
 - System napełniania pompą z automatycznym zatrzymaniem, gdy zbiornik jest pełny,
 - System wentylacji wymuszonej wbudowany w urządzenie,
 - Bezpieczny uchwyt na tace chroni przed kontaktem między ładunkiem a komorą,
 - **System P.I.D.:**
 - System ciągłego monitorowania i sterowania każdym procesem i funkcją autoklawu.
 - Diagnostyka i redukuje nieprawidłowości i ostrzeżenia (jeśli takowe wystąpią) w czasie rzeczywistym, gwarantując niezawodność, jednocześnie minimalizując okresy przerw w działaniu.
- **W zestawie:**
 - Tacki sitkowe o wymiarach 28,5 x 18,5 x 1,5 cm - 4 sztuki,
 - Stojak z uchwytami na 4 tacki,
 - Uchwyt do tacek,
 - Złącze lejka z wężykiem,
 - Złącze odprowadzenia wody,
 - Wężyki odprowadzające - 4 sztuki,
 - Lejek z rurką do podawania wody,
 - Element dystansowy,
 - Gąbka do czyszczenia komory sterylizacyjnej oraz uszczelki,
 - Przewód zasilający,
- **Dane techniczne:**
 - Sterylizacja wsadów typu: A, B,
 - Pojemność komory: 18 litrów,
 - Pojemność użyteczna: 12 litrów,
 - Maksymalne ciśnienie: 2,4 bara,
 - Wymiary zewnętrzne: 510 x 395 x 600 mm,
 - Wymiary komory: Ø 245 x 320 mm,
 - Waga: 54 kg,
 - Zasilanie: 230 V - 50 / 60 Hz,
 - Pobór mocy: 1,5 kW,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

