



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor medyczny BEACON C61W+ (Produkt nowy)

- Nowy,
- Zintegrowany, podwójny ekran 6MP,
- Cechy monitora:
 - DISPLAY - Wbudowane tryby wyświetlania wielu obrazów,
 - DICOM - Zgodność ze standardem DICOM,
- Zastosowanie:
 - Radiografia Komputerowa / Radiografia bezpośrednia - CR/DR,
 - Tomografia komputerowa - CT,
 - Rezonans magnetyczny - MRI,
 - Pozytonowa tomografia emisyjna / Tomografia komputerowa - PET / CT,
 - Rentgen - X-RAY,
 - Cyfrowa angiografia subtrakcyjna - DSA,
 - Obrazowanie spektrum dyfuzji - DSI,
 - Obrazy medyczne 3D,
 - Medycyna nuklearna,
 - Oprogramowanie medyczne CAD,
 - Rekonstrukcja obrazów,
- Dane techniczne:
 - Rozmiar: 31,1",
 - Głębokość koloru: 1,07 Miliardów,
 - Rozdzielczość: 3280 x 2048,
 - Jasność: 800 cd / m²,
 - Kontrast: 1000 : 1,
 - Kąty widzenia: 170° pion / 170° poziom,
 - Wejścia sygnału:
 - DVI-D: 24 pin,
 - DisplayPort: 20 pin,
 - Z podstawą stołową,
 - Certyfikaty: EN 60601, CCC, FCC, CE, UL,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

