



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor medyczny BEACON M982T (Produkt nowy)

- Nowy,
- Kolorowy monitor medyczny 8M do konsultacji,
- Cechy monitora:
 - WIELKOFORMATOWY - Wielkoformatowy ekran monitora,
 - BSS - System stabilizacji podświetlenia matrycy,
 - DICOM - Zgodność ze standardem DICOM,
 - DOTYK - Łatwy w użyciu ekran dotykowy,
 - OCHRONA - Profesjonalne szkło ochronne,
 - INTERAKCYJNOŚĆ - Interaktywna cyfrowa tablica,
 - ZINTEGROWANY - Zintegrowana konstrukcja mobilna,
- Zastosowanie:
 - Kompleksowe konsultacje,
 - Treningi lekarzy,
 - Pokazy operacji,
 - Zdalna konsultacja,
- Dane techniczne:
 - Rozmiar: 98 "
 - Głębka koloru: 1,07 Miliardów,
 - Rozdzielczość: 3840 x 2160,
 - Rozmiar pixela: 0,4845 x 0,4845 mm,
 - Jasność: 500 cd/m²,
 - Kontrast: 1300 : 1,
 - Kąty widzenia: 178° pion / 178° poziom,
 - Czas reakcji: 12 ms,
 - Wejścia sygnału:
 - DisplayPort: 20 pin*4,
 - DVI- D: 24 piny,
 - Masa własna: 160 kg,
 - Zasilanie: AC 230 V,
 - Pobór mocy: maksymalnie 500 W,
 - Oszczędzanie energii: EPA, VESA,
 - MTBF: > 50 000 godzin,
 - Wsparcie dla ekranu dotykowego i cyfrowej tablicy,
 - Wbudowane dwie niezależne staje robocze,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

