



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Stół rehabilitacyjny Therapy Batriatric 2 Section Couches (ST2573-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu oraz oparcia regulowana za pomocą siłownika elektrycznego,
- Wysuwane koła oraz regulowane stopki zapewniają doskonałą stabilność (RWD),
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Stół w standardzie posiada pilot ręczny,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Dane techniczne:
  - Długość całkowita leża stołu: 200 cm,
  - Szerokość leża 80 cm,
  - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwig (od minimalnej wysokości) 325 kg (715 lbs)
  - Regulacja sekcji oparcia w zakresie od 0 ° do 75 °,
  - Zakres regulacji wysokości stołu od 45 cm do 98 cm,
  - Pilot ręczny oraz otwór na twarz z zatyczką w standardzie,
  - Ekskluzywna 80 cm tapicerka w standardzie,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
  - Podwójny przełącznik nożny (ST6207)
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - Wieczysta gwarancja na ramę,
  - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
  - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD + [ZA DOPŁATĄ]



TAPICERKI STANDARD (W CENIE)

