



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Wózek do transportu i mycia pacjenta Shower Trolley (ST7800-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu regulowana elektrycznie z zamontowanego akumulatora,
- Wózek posiada duże koła z centralnym zamkiem które zapewniają dużą zwrotność,
- W standardzie wózek wyściełany jest w piankę powlekaną wykładziną PVC z podporami bocznymi,
- Bariery boczne składają się, aby ułatwić przenoszenie pacjenta,
- Łatwe odprowadzanie wody dzięki osadzonemu w podstawie leża wylotowi połączonemu z rurą odpływową,
- Na wszystkich rogach wózka zamontowane są zderzaki które zapewniają ochronę w czasie transportu (zderzaki można usunąć w takim przypadku szerokość wózka to 65 cm),
- Wysokość wózka można obniżyć do wysokości wózka inwalidzkiego co ułatwia przełożenie pacjenta,
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Rama powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Dane techniczne:
  - Długość całkowita leża stołu: 195 cm,
  - Szerokość wózka ze zderzakami 74 cm,
  - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 240 kg (528lbs),
  - Zakres regulacji wysokości wózka od 41 cm do 94 cm za pomocą przełącznika ręcznego,
  - Model SM 7800 z akumulatorem zawiera zapasowy akumulator i jednostkę ładującą,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
  - Zapasowy akumulator (6092)
  - Wymienna okładzina PVC (6093),
  - Wymienna poduszka z PVC (6094),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 - miesiące na siłowniki hydrauliczne,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

