



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Igła iniekcyjna MEDWORK INJ1-A1-07-5-23-230 (Powystawowy (demo))

- Nowa, powystawowa,
- Produkcji niemieckiej,
- Średnica: 0,7mm,
- Długość: 230 cm,
- Kanał operacyjny: 2.3 mm,
- Jednorazowa,
- Termin ważności: 04.2018 r

