



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Szczypce biopsyjne (miseczki owalne) MM-SYSTEM E11D23Rso-230 (Rekondycjonowany (używany))

- Używane, stan techniczny idealny,
- Produkcji niemieckiej,
- Średnica: 2,3 mm,
- Długość: 230 mm,
- Autoklawowalne,

