



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kompresor stomatologiczny DA803 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50 - 60 Hz,
- Moc: 1,5 kW,
- Bezolejowy,
- **Cichy kompresor membranowy z zaawansowanym sterowaniem mikrokomputerowym:**
 - Monitorowanie statusu pracy w czasie rzeczywistym,
 - Monitorowanie napięcia , prądu, ciśnienia itd. w czasie rzeczywistym,
 - Ciśnienie załączania i wyłączenia regulowane poprzez wyświetlacz cyfrowy,
- Inteligentny system ostrzeżeń o usterkach,
- Niezależne sterowanie każdego silnika celem zapewnienia ciągłości pracy przy awarii, jednego z silników,
- Przepływ powietrza: 304 l/min,
- Wydajność przy 7 Bar: 100 l/min.,
- Pojemność zbiornika: 50 litrów,
- Natężenie dźwięku pracy: mniejszy niż 70 dB,
- Waga: 54 kg,
- Gabaryty: 675 x 480 x 675 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12-miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

