



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Kompresor stomatologiczny DA803 (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50 - 60 Hz,
- Moc: 1,5 kW,
- Bezolejowy,
- **Cichy kompresor membranowy z zaawansowanym sterowaniem mikrokomputerowym:**
  - Monitorowanie statusu pracy w czasie rzeczywistym,
  - Monitorowanie napięcia , prądu, ciśnienia itd. w czasie rzeczywistym,
  - Ciśnienie załączania i wyłączenia regulowane poprzez wyświetlacz cyfrowy,
- Inteligentny system ostrzeżeń o usterkach,
- Niezależne sterowanie każdego silnika celem zapewnienia ciągłości pracy przy awarii, jednego z silników,
- Przepływ powietrza: 304 l/min,
- Wydajność przy 7 Bar: 100 l/min.,
- Pojemność zbiornika: 50 litrów,
- Natężenie dźwięku pracy: mniejszy niż 70 dB,
- Waga: 54 kg,
- Gabaryty: 675 x 480 x 675 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12-miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

