



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Moduł HEWLETT PACKARD M3000A (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Moduł posiada:
 - ECG/Resp,
 - SpO₂,
 - NBP,
 - PRESS/Temp,
- Kompatybilny z:
 - **AGILENT Model M3,**
 - **PHILIPS Model INTELLI VUE,**
 - **HEWLETT PACKARD VIRIDIA M3,**
- Gabaryty: 10 x 19 x 5,5 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny.
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

