



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Aparat do kriochirurgii - przenośny Freezpen CL-FP-18 (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji belgijskiej,
- Freezpen jest wytwarzany przez firmę Clinic6,
- Jest innowacyjnym urządzeniem zwiększającą ogólną poprawę jakości leczenia poprzez bezpośrednie zastosowanie Tlenku azotu o temperaturze  $-89^{\circ}\text{C}$ ., wnika w 1 mm na 5 sekund do maksymalnej głębokości 5 mm,
- Łatwość obsługi jest zachętą do użytkowania przez lekarzy rodzinnych, medycyny estetycznej oraz pediatrów,
- Freezpen oferuje bezstresowe leczenie z szybko widocznymi efektami poprawy,
- Wysoka precyzja Freezpen ogranicza uszkodzenia zdrowej skóry, minimalizując dyskomfort u pacjentów,
- Efektywny wynik uzyskany dzięki pierwszym zabiegom, dzięki wysokiemu ciśnieniu preparatu Freezpen osiągając głębszą penetrację,
- Aparat ma uspokajający kształt pióra, zaletą jest optymalne bezpieczeństwo przy minimalnym dyskomforcie i braku efektów ubocznych,
- Bardzo ekonomiczny w przypadku tanich kriogenicznych kapsułek, które mogą leczyć do 12 pacjentów,
- W aparacie zastosowano naboje o wadze 16 gramów,
- **Wydajność naboji 16 gr to około 10 zabiegów (Liczba zabiegów może się różnić w zależności od zmiany chorobowej i rozmiaru końcówki aplikatora),**
- Aparat jest optymalnym rozwiązaniem do leczenia:
  - brodawek,
  - kłykcia,
  - naczynek krwionośnych,
  - znaczników skórnych,
  - rogówki i wszystkich innych łagodnych zaburzeń skórnych.
- W skład aparatu wchodzi:
  - 3 aplikatory:
    - 1 aplikator z niebieskim kodowaniem (do leczenia zmian o średnicy  $\varnothing$  1-3 mm)
    - 1 aplikator z białym kodowaniem (do leczenia zmian o średnicy  $\varnothing$  2-6 mm),
    - 1 aplikator z zielonym kodowaniem (do leczenia zmian o średnicy  $\varnothing$  4-8 mm),
  - Instrukcja użytkowania,
  - Podstawa do głowicy,
  - Pinceta do umieszczania filtra.
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

