



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Termometr bezprzewodowy bluetooth WEARCARE WT1 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji P.R.C,
- Zasilanie: Bateria 3V 225 mAh,
- Ciągłe monitorowanie temperatury ciała w czasie rzeczywistym,
- Alarm przy przekroczeniu ustawionej strefy temperatury i po przerwaniu połączenia Bluetooth,
- Oprócz alarmów o wysokiej temperaturze, funkcja Temp Sitter może również wyświetlać wykres temperatury i trendu w czasie rzeczywistym za pomocą siatki graficznej oraz rejestrować zabiegi, takie jak przyjmowanie przeciwgorączkowego lub fizycznego chłodzenia,
- Bluetooth Inteligentny transfer danych do smartfona,
- Nie musisz ładować ani włączać / wyłączać urządzenia, bardzo niskie zużycie energii, możesz go używać przez 1 rok bez zmiany baterii (8 godzin / dzień),
- Oprogramowanie aplikacji: BT4.0 i IOS 6.0 powyżej, wersje Androida 4.3 i nowsze,
- Do wyboru 1 z 4 kolorów,
- **W zestawie:**
 - Termometr + etui,
 - 10 podkładek samoprzylepnych,
 - Smycz,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim,
- Waga: 9,6 g,
- Gabaryty: 51 x 31,8 x 8,5 mm,
- Gwarancja 6-miesięcy,

