



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Defibrylator Treningowy AED PROGETTI Rescue SAM PRO (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Przenośny (wyposażony w uchwyt),
- Dwufazowy,
- RESCUE SAM PRO jest półautomatycznym, zewnętrznym defibrylatorem treningowym opracowanym tak, aby zapewniać prostą, nieskomplikowaną obsługę, wskazówki głosowe informują o kolejnych krokach podczas procesu resuscytacji,
- **Komendy głosowe tylko w języku angielskim,**
- Dane techniczne:
  - **TRYB PRACY:** półautomatyczny,
  - **PROTOKÓŁ:** podpowiedzi głosowe i wskaźniki prowadzą użytkownika przez proces defibrylacji,
  - **INSTRUKCJE GŁOSOWE:** szczegółowe wiadomości głosowe od przewodnika podczas całego procesu defibrylacji,
  - **ELEMENTY STERUJĄCE:**
    - przycisk wstrząsu,
    - przycisk informacyjny,
    - przycisk włączania / wyłączenia
  - **WSKAŹNIKI:** LED (różne kolory), przycisk informacyjny,
  - **SCENARIUSZE:** 5 zaprogramowanych:
    - 1 Migotanie komór z konwersją pojedynczych wstrząsów,
    - 2 Migotanie komór z wielokrotnymi wstrząsami wymaganymi do konwersji,
    - 3 Migotanie komór z dwoma wstrząsami niezbędnymi do konwersji,
    - 4 Rytm nie podlegający defibrylacji,
    - 5 Migotanie komór z trzema wstrząsami niezbędnymi do konwersji,
  - **ELEKTRODY TRENINGOWE:** 3 pary elektrod (1 para dla dorosłych i 2 pary dla dzieci - elektrody są wielokrotnego użytku),
  - **AKUMULATOR:** Akumulator NiMH 9V zapewniający długotrwały czas pracy,
  - **STATYCZNA ELEKTRYCZNOŚĆ:** <5uA,
  - **ZDALNE STEROWANIE:** Bateria DC 3V / 2 AAA,
  - **WYMIARY:** 290x280x90 mm,
  - **WAGA:** 2 kg,
- **W zestawie:**
  - Defibrylator,
  - Pilot,
  - Elektrody treningowe i adaptery,
  - Ładowarka,
  - Instrukcja obsługi,
  - Torba na elektrody,
- **Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą):**
  - Torba,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesięcowa,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

