



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Defibrylator PROGETTI UNIVERSAL TRAINER AED (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Przenośny (wyposażony w uchwyt),
- Defibrylator treningowy AED został zaprojektowany do efektywnego przeszkolenia ratownika w użyciu automatu,
- Defibrylator zewnętrzny (AED) - to jednostka treningowa udostępniająca wiele wstępnie zaprogramowanych scenariuszy,
- Defibrylator zapewnia symulowane dostarczanie wstrząsów, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas treningu, nie ma wysokiego napięcia - 4 godziny ładowania zapewnia ponad 10 godzin pracy,
- **STANDARDOWA KONFIGURACJA:**
  - Defibrylator,
  - Instrukcja obsługi,
  - Pilot,
  - Przewód łączący (2 kable do podłączenia elektrod),
  - Elektrody dla dorosłych (Wielokrotnego użytku),
  - Elektrody dla dzieci (Wielokrotnego użytku),
  - Torba (Pomarańczowa torba nylonowa).
  - Adapter (DC4, 5V/300mA),
- **10 ZESTAWÓW SCENARIUSZÓW AED TRAINER:**
  - 1 Z pojedynczą konwersją,
  - 2 Migotanie komór - wymagane wstrząsy,
  - 3 Migotanie komór - z pojedynczą konwersją,
  - 4 Migotanie komór - wymagane wstrząsy,
  - 5 Rytm nie podlegający defibrylacji,
  - 6 Z 2 wstrząsami wymaganymi do konwersji,
  - 7 Z 3 wstrząsami wymaganymi do konwersji,
  - 8 Umiejętne rozwiązywanie problemów - elektrody defibrylacyjne z dwoma wymaganymi wstrząsami do konwersji,
  - 9 Migotanie komór,
  - 10 Umiejętne rozwiązywanie problemów - niska bateria,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

