



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Lampa do wybielania Dea Lux (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji włoskiej,
- Dea Lux wykorzystuje długość fali od 480 do 520 nm,
- Dodatkowo posiada specjalny ekran, który umożliwia pochłanianie światła ultrafioletowego i podczerwonego zapobiegając w ten sposób nagrzewaniu mięzi i błon śluzowych i unikaniu / zmniejszaniu ich wrażliwości,
- Specjalny ekran z włókien optycznych kontroluje światło i zapewnia koncentrację promieni, co pozwala na maksymalną wydajność i skrócenie czasu leczenia,
- Duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny umożliwia użytkownikowi monitorowanie wszystkich funkcji urządzenia i wyświetlanie każdej z nich,
- Dea Lux zajmuje bardzo mało miejsca,
- Ma solidną, stabilną, wyważoną podstawę z kołami, co ułatwia poruszanie się. Pełny system rotacji pozwala na dowolne pozycjonowanie.
- **Dane techniczne:**
  - Wymiary (X, Y, Z): 1000 x 390 x 315 mm,
  - Waga: 15 kg,
  - Zasilanie: 230 V, 50 Hz,
  - Liczba faz: 1,
  - Pobór mocy: 50 W,
  - Długość fali promieniowania: 495 nm,
  - Moc wyjściowa: 30 W,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

