



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Urządzenie do powlekania obuwia ORMA (Produkt nowy)

- Nowe,
- Produkcji włoskiej,
- Automatyczny system ochraniaczy na buty włoskiej firmy Tecno-Gaz,
- Protokoły chirurgiczne wymagają przyjęcia PPE (osobistego sprzętu ochronnego) przez operatorów i pacjentów. Powłoka buta musi izolować buty, które oczywiście mogą "przenieść" materiały zakaźne. W ramach normalnej ambulatoryjnej działalności medycznej, w której całkowicie ubrany pacjent przechodzi zabiegi chirurgiczne lub inwazyjne, należy go zabezpieczyć powłoką obuwia,
- Normalne ręczne zakładanie butów może dla niektórych kategorii osób powodować dyskomfort lub wymagać żmudnego wysiłku fizycznego dlatego to urządzenie ułatwia tę czynność,
- Zalety i cechy urządzenia:
 - ORMA to wyjątkowo eleganckie urządzenie, którego technologia sterowana jest za pomocą karty mikroprocesorowej, z programowalnych konsoli.
 - automatycznie nakłada folię na but dopasowując się do jego kształtu i tworzy absolutną barierę izolacyjną, która nie utrudnia poruszania się.
 - nie wymaga specjalnych ochraniaczy lecz wykorzystuje rolkę folii termokurczliwej.
 - tworzy pozytywny wizerunek dla pacjentów i zwiększa higieniczność gabinetów.
 - ORMA pozwala utrzymać najwyższy poziom czystości i higieny, a przy tym jest proste w obsłudze.
 - ORMA pozwala obniżyć koszty zarówno personalne jak i środków czystości,
- Dane techniczne:
 - Wymiary:
 - Szerokość: 445 mm,
 - Wysokość: 330 mm
 - Głębokość: 800 mm,
 - Waga netto: 21 kg,
 - Maksymalny pobór mocy: 1300 W,
 - Zasilanie: 230±10 % VAC,
 - Częstotliwość: 50 - 60 Hz,
 - Jedna rolka folii - 400 metrów, około 1000 butów,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

