



Autoklaw YESON serii YS 8l Silver (Produkt nowy)

- Nowy,
- Europejska klasa B zgodnie z normą EN 13060,
- Dedykowany do gabinetów lekarskich, stomatologicznych oraz laboratoriów. Autoklaw może być również stosowany do zastosowań niemedycejskich i weterynaryjnych.,
- **Cechy i zalety autoklawu serii YS:**
 - Komora z nierdzewnej stali,
 - Wbudowana drukarka termiczna,
 - Zawór bezpieczeństwa,
 - Filtr bakteriologiczny,
 - Łatwa obsługa,
 - 5 gotowych programów pracy,
 - 2 programy testowe - test Bowie & Dick/test Helix, test próżni,
 - Blokada przed przypadkowym otwarciem,
 - Sterylizuje narzędzia opakowane, nieopakowane, materiały bawełniane,
 - Opcja regulacji czasu sterylizacji,
 - Opcja utrzymania temperatury do następnego cyklu,
- **Dane techniczne:**
 - Wyrób medyczny: klasy IIb,
 - Komora o pojemności: 8 litrów,
 - Wbudowana drukarka termiczna,
 - Wewnętrzne zbiorniki na wodę destylowaną i zużyta,
 - Sposób załadunku: kosz z 3 tacami,
 - Zasilanie: 230V ± 10%, 50/60 Hz,
 - Moc znamionowa: 1750 W,
 - Maksymalne ciśnienie pracy: 0,21 ~ 0,24 MPa / 2,1 bara ~ 2,4 bara,
 - Maksymalna temperatura pracy: 134°C ~ 137°
 - Wymiary: 535mm x 365mm x 330mm,
 - Wymiary komory (8l) Φ 180 x 320 mm,
 - Wymiary tacek: górna: 13 x 27 cm | środkowa: 15 x 27 cm | dolna: 13 x 27 cm,
 - Certyfikat zgodności z Dyrektywą 93/42/EWG (MDD)
 - Waga: 35kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,

