



## Autoklaw YESON serii YS 18I Silver (Produkt nowy)

- Nowy,
- Europejska klasa B zgodnie z normą EN 13060,
- Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w: szpitalach, placówkach medycznych (w klinikach), w tym w gabinetach lekarskich, stomatologicznych, a także w laboratoriach. Autoklaw może być również stosowany do zastosowań niemedycznych i weterynaryjnych.
- **Cechy i zalety autoklawu serii YS:**
  - Komora z nierdzewnej stali,
  - Wbudowana drukarka termiczna,
  - Zawór bezpieczeństwa,
  - Filtr bakteriologiczny,
  - Łatwa obsługa,
  - 5 gotowych programów pracy,
- 2 programy testowe - test Bowie & Dick/test Helix, test próżni
- Blokada przed przypadkowym otwarciem,
- Sterylizuje narzędzia opakowane, nieopakowane, materiały bawełniane
- Wyrób medyczny: klasy IIb,
- Komora o pojemności: 18 litrów,
- Wbudowana drukarka termiczna,
- Wewnętrzne zbiorniki na wodę destylowaną i zużyta,
- Sposób załadunku: kosz z 3 tacami,
- Zasilanie: 230V ± 10%, 50/60 Hz,
- Moc znamionowa: 1750 W,
- Wymiary z zamkniętymi drzwiami: 660 mm x 445 mm x 390 mm,
- Wymiary komory: 250 x 350 mm,
- Wymiary tacek: górna: 19,5 x 29,5 cm | środkowa: 19,5 x 29,5 cm | dolna: 19,5 x 29,5 cm,
- Certyfikat zgodności z Dyrektywą 93/42/EWG (MDD),
- Waga netto: około 55 kg,
  - Opcja regulacji czasu sterylizacji,
  - Opcja utrzymania temperatury do następnego cyklu,
- **Dane techniczne:**
  - Wymiary komory  $\Phi$  250 x 350 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,

