



## Autoklaw YESON serii YS 22I Silver (Produkt nowy)

- Nowy,
- Europejska klasa B zgodnie z normą EN 13060,
- Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w: szpitalach, placówkach medycznych (w klinikach), w tym w gabinetach lekarskich, stomatologicznych, a także w laboratoriach. Autoklaw może być również stosowany do zastosowań niemedycejskich i weterynaryjnych,
- **Cechy i zalety autoklawu serii YS:**
  - Komora z nierdzewnej stali,
  - Wbudowana drukarka termiczna,
  - Zawór bezpieczeństwa,
  - Filtr bakteriologiczny,
  - Łatwa obsługa,
  - 5 gotowych programów pracy,
  - 2 programy testowe - test Bowie & Dick/test Helix, test próżni,
  - Blokada przed przypadkowym otwarciem,
  - Sterylizuje narzędzia opakowane, nieopakowane, materiały bawełniane,
  - Opcja regulacji czasu sterylizacji,
  - Opcja utrzymania temperatury do następnego cyklu,
- **Dane techniczne:**
  - Wyrób medyczny: klasy IIb,
  - Komora o pojemności: 22 litrów,
  - Wbudowana drukarka termiczna,
  - Wewnętrzne zbiorniki na wodę destylowaną i zużyta,
  - Sposób załadunku: kosz z 3 tacami,
  - Zasilanie: 230V ± 10%, 50/60 Hz,
  - Moc znamionowa: 1750 W,
  - Wymiary z zamkniętymi drzwiami: 700 mm x 445 mm x 390 mm,
  - Wymiary komory: 250 x 450 mm,
  - Wymiary tacek: górna: 19,5 x 39,5 cm | środkowa: 19,5 x 39,5 cm | dolna: 19,5 x 39,5 cm,
  - Certyfikat zgodności z Dyrektywą 93/42/EWG (MDD),
  - Waga netto: około 60 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,

