



Autoklaw YESON serii YS 22I Silver (Produkt nowy)

- Nowy,
- Europejska klasa B zgodnie z normą EN 13060,
- Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w: szpitalach, placówkach medycznych (w klinikach), w tym w gabinetach lekarskich, stomatologicznych, a także w laboratoriach. Autoklaw może być również stosowany do zastosowań niemedycznych i weterynaryjnych,
- **Cechy i zalety autoklawu serii YS:**
 - Komora z nierdzewnej stali,
 - Wbudowana drukarka termiczna,
 - Zawór bezpieczeństwa,
 - Filtr bakteriologiczny,
 - Łatwa obsługa,
 - 5 gotowych programów pracy,
 - 2 programy testowe - test Bowie & Dick/test Helix, test próżni,
 - Blokada przed przypadkowym otwarciem,
 - Sterylizuje narzędzia opakowane, nieopakowane, materiały bawełniane,
 - Opcja regulacji czasu sterylizacji,
 - Opcja utrzymania temperatury do następnego cyklu,
- **Dane techniczne:**
 - Wyrób medyczny: klasy IIb,
 - Komora o pojemności: 22 litrów,
 - Wbudowana drukarka termiczna,
 - Wewnętrzne zbiorniki na wodę destylowaną i zużyta,
 - Sposób załadunku: kosz z 3 tacami,
 - Zasilanie: 230V ± 10%, 50/60 Hz,
 - Moc znamionowa: 1750 W,
 - Wymiary z zamkniętymi drzwiami: 700 mm x 445 mm x 390 mm,
 - Wymiary komory: 250 x 450 mm,
 - Wymiary tacek: górna: 19,5 x 39,5 cm | środkowa: 19,5 x 39,5 cm | dolna: 19,5 x 39,5 cm,
 - Certyfikat zgodności z Dyrektywą 93/42/EWG (MDD),
 - Waga netto: około 60 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,

