



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autoklaw YESON serii E 18l Black (Produkt nowy)

- Nowy,
- Nowoczesny autoklaw Yeson serii E (LCD) o pojemności 18 litrów,
- Europejska klasa B zgodnie z normą EN 13060,
- Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w: szpitalach, placówkach medycznych (w klinikach), w tym w gabinetach lekarskich, stomatologicznych, a także w laboratoriach. Autoklaw może być również stosowany do zastosowań niemedycejskich i weterynaryjnych.
- **Cechy i zalety autoklawu serii E:**
 - Komora z nierdzewnej stali,
 - Klasa B - próżnia frakcjonowana,
 - Wbudowana drukarka,
 - Złącze USB do pendriva,
 - Wyświetlacz LCD,
 - Dotykowe przyciski sterowania,
 - Polskie i angielskie menu,
 - Blokada przed przypadkowym otwarciem,
 - Automatyczne bezpieczniki,
 - 9 programów pracy,
 - 2 programy testowe,
 - Funkcja opóźnionego startu,
 - Funkcja wstępnego nagrzewania,
 - Funkcja zabezpieczenia hasłem
- **Wyposażenie standardowe:**
 - Powiększony kosz z 3 tacami,
 - Przewód zasilający,
 - Uchwyt do tacek,
 - Wężyk spustowy,
 - Polska instrukcja,
- **Dane techniczne:**
 - Wyrób medyczny: klasy IIb,
 - Komora o pojemności: 18 litrów,
 - Wewnętrzne zbiorniki na wodę destylowaną i zużytą,
 - Sposób załadunku: kosz z 3 tacami,
 - Zasilanie: 230V ± 10%, 50/60 Hz,
 - Moc znamionowa: 1950 W,
 - Maksymalne ciśnienie pracy: 0,21 ~ 0,24 MPa / 2,1 bara ~ 2,4 bara,
 - Maksymalna temperatura pracy: 134°C ~ 137°C,
 - Wymiary z zamkniętymi drzwiami: 695 mm x 505 mm x 425 mm,
 - Wymiary komory: 250 x 350 mm,
 - Wymiary tacek: górna: 19,5 x 29,5 cm | środkowa: 19,5 x 29,5 cm | dolna: 19,5 x 29,5 cm,
 - Wymiary urządzenia 650mm x 505mm x 425mm,
 - Wymiary komory (18l) Φ 250 x 350 mm,
 - Certyfikat zgodności z Dyrektywą 93/42/EWG (MDD),
 - Waga: 55 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,

