



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Autoklaw YESON serii E 22l (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Nowoczesny autoklaw Yeson serii E o pojemności 22 litrów,
- Wstępna próżna frakcjonowana (klasa B - medyczna) pozwala sterylizować różnorodne narzędzia nieopakowane i opakowane - produkty lite, porowate, przedmioty z wąskim prześwietem zgodnie z klasyfikacją PN-EN 13060-2015,
- **Przeznaczony dla:**
  - gabinetów lekarskich,
  - stomatologicznych,
  - kosmetycznych,
  - weterynaryjnych,
  - przychodni,
  - szpitali,
- **Cechy i zalety autoklawu serii E:**
  - Komora z nierdzewnej stali,
  - Klasa B - próżnia frakcjonowana,
  - Wbudowana drukarka,
  - Złącze USB do pendriva,
  - Wyświetlacz LCD,
  - Dotykowe przyciski sterowania,
  - Polskie i angielskie menu,
  - Blokada przed przypadkowym otwarciem,
  - Automatyczne bezpieczniki,
  - 9 programów pracy,
  - 2 programy testowe,
  - Funkcja opóźnionego startu,
  - Funkcja wstępnego nagrzewania,
  - Funkcja zabezpieczenia hasłem
- **Wyposażenie standardowe:**
  - Powiększony kosz z 3 tackami,
  - Przewód zasilający,
  - Uchwyt do tacek,
  - Wąż spustowy,
  - Polska instrukcja,
  - Instrukcja w języku angielskim,
- **Dane techniczne:**
  - Pojemności: 22l,
  - Moc - odpowiednio 2,3 kW lub 2,4 Kw,
  - Maksymalna temperatura 137° C,
  - Wymiary urządzenia: 510mm x 680mm x 430mm,
  - Wymiary komory (22l)  $\Phi$  250 x 450 mm,
  - Waga: 54 kg,
  - Europejski certyfikat CE,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,

