



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Autoklaw YESON serii E 22l Black (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Nowoczesny autoklaw Yeson serii E (LCD) o pojemności 22 litrów,
- Europejska klasa B zgodnie z normą EN 13060,
- Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w: szpitalach, placówkach medycznych (w klinikach), w tym w gabinetach lekarskich, stomatologicznych, a także w laboratoriach. Autoklaw może być również stosowany do zastosowań niemedycejskich i weterynaryjnych.
- **Cechy i zalety autoklawu serii E:**
  - Komora z nierdzewnej stali,
  - Klasa B - próżnia frakcjonowana,
  - Wbudowana drukarka,
  - Złącze USB do pendriva,
  - Wyświetlacz LCD,
  - Dotykowe przyciski sterowania,
  - Polskie i angielskie menu,
  - Blokada przed przypadkowym otwarciem,
  - Automatyczne bezpieczniki,
  - 9 programów pracy,
  - 2 programy testowe,
  - Funkcja opóźnionego startu,
  - Funkcja wstępnego nagrzewania,
  - Funkcja zabezpieczenia hasłem
- **Wyposażenie standardowe:**
  - Powiększony kosz z 3 tackami,
  - Przewód zasilający,
  - Uchwyt do tacek,
  - Wężyk spustowy,
  - Polska instrukcja,
- **Dane techniczne:**
  - Wyrób medyczny: klasy IIb,
  - Komora o pojemności: 22 litrów,
  - Wewnętrzne zbiorniki na wodę destylowaną i zużytą,
  - Sposób załadunku: kosz z 3 tacami,
  - Zasilanie: 230V ± 10%, 50/60 Hz,
  - Moc znamionowa: 1950 W,
  - Maksymalne ciśnienie pracy: 0,21 ~ 0,24 MPa / 2,1 bara ~ 2,4 bara,
  - Maksymalna temperatura pracy: 134°C ~ 137°C,
  - Wymiary z zamkniętymi drzwiami: 695 mm x 505 mm x 425 mm,
  - Wymiary komory: 250 x 450 mm,
  - Wymiary tacek: górna: 19,5 x 39,5 cm | środkowa: 21,5 x 39,5 cm | dolna: 19,5 x 39,5 cm,
  - Certyfikat zgodności z Dyrektywą 93/42/EWG (MDD),
  - Waga: 60 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,

