



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autoklaw YESON serii E 22l (Produkt nowy)

- Nowy,
- Nowoczesny autoklaw Yeson serii E o pojemności 22 litrów,
- Wstępna próżna frakcjonowana (klasa B - medyczna) pozwala sterylizować różnorodne narzędzia nieopakowane i opakowane - produkty lite, porowate, przedmioty z wąskim prześwitem zgodnie z klasyfikacją PN-EN 13060-2015,
- **Przeznaczony dla:**
 - gabinetów lekarskich,
 - stomatologicznych,
 - kosmetycznych,
 - weterynaryjnych,
 - przychodni,
 - szpitali,
- **Cechy i zalety autoklawu serii E:**
 - Komora z nierdzewnej stali,
 - Klasa B - próżnia frakcjonowana,
 - Wbudowana drukarka,
 - Złącze USB do pendriva,
 - Wyświetlacz LCD,
 - Dotykowe przyciski sterowania,
 - Polskie i angielskie menu,
 - Blokada przed przypadkowym otwarciem,
 - Automatyczne bezpieczniki,
 - 9 programów pracy,
 - 2 programy testowe,
 - Funkcja opóźnionego startu,
 - Funkcja wstępnego nagrzewania,
 - Funkcja zabezpieczenia hasłem
- **Wyposażenie standardowe:**
 - Powiększony kosz z 3 tackami,
 - Przewód zasilający,
 - Uchwyt do tacek,
 - Wąż spustowy,
 - Polska instrukcja,
 - Instrukcja w języku angielskim,
- **Dane techniczne:**
 - Pojemności: 22l,
 - Moc - odpowiednio 2,3 kW lub 2,4 Kw,
 - Maksymalna temperatura 137° C,
 - Wymiary urządzenia: 510mm x 680mm x 430mm,
 - Wymiary komory (22l) Φ 250 x 450 mm,
 - Waga: 54 kg,
 - Europejski certyfikat CE,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,

