



Zagłówek okulistyczny SCHMITZ (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Manualna regulacja ułożenia zagłówka w różnych płaszczyznach,
- Gabaryt zagłówka: 29 x 22 x 14/22,5 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

