



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Respirator/Wentylator AEOMED SHANGRILA 590 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny idealny,
- Produkcji P.R.C (2013r.)
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 65 VA,
- Wbudowane elektroniczne urządzenie do mieszania powietrza i tlenu, zapewniające dokładne i stabilne wyjście FiO₂,
- Trwały i dokładny czujnik przepływu,
- Zintegrowany zawór wydechowy, łatwy do sterylizacji,
- Wentylacja bezdechu rezerwowego,
- Wyposażony w ekran kolorowy TFT 10.4 "
- **Typ wentylacji:** VCV, PCV,
- **Tryb wentylacji:** A / C, SIGH, SIMV (SIMV + PSV), SPONT + PSV,
- **Objętość oddechu:** 0-1500mL,
- **Oddech:** 4-100 minut na minutę,
- **Stawka SIMV:** 1-40 bpm,
- **Czas inspiracji:** 0.1-12s,
- **Czas wstrzymania:** 0-4s,
- **Trigger sensibility:** -20-0cmH₂O,
- **PSV:** 0-60cmH₂O,
- **Zakres ciśnienia:** 5-60cmH₂O,
- **Wysokie ciśnienie:** 20-80cmH₂O,
- **Niskie ciśnienie:** 0-20cmH₂O,
- **Kształt wentylacji:** Kształt kwadratowy i spowolnienie,
- **PEEP:** 0-40cmH₂O,
- **FiO₂:** 21% -100%,
- **Cisza alarmu:** ≤120s,
- **Monitorowane parametry:** V_{ti}, V_{te}, MV, FiO₂, P_{peak}, P_{mean}, PEEP, F_{tot}, F_{spont}, MV_{spont},
- **Przedstawione przebiegi:** PT, FT,
- **Alarm:** awaria O₂, awaria powietrza, limit MV / niskie, górna granica V_t, górna granica F_{spont}, górna / dolna wartość P_{aw}, bezdech, limit FiO₂ / niskie, awaria zasilania,
- **Max. alarm:** 100,
- **Zawór bezpieczeństwa:** ≤8Kpa,
- **Typ pacjenta:** Dorośli i dzieci,
- **W zestawie:**
 - Podgrzewany nawilżacz INSPIRED MEDICAL Model VHB 10,
 - Zasilanie: 230 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - Moc: 100 W,
 - Jedno pokrętko do ręcznej regulacji temperatury,
 - 9 stopniowy zakres regulacji temperatury,
- Gabaryty:
 - 350 x 400 x 300 mm (bez kompresora),
 - 490 x 450 x 1300 mm (z kompresorem),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

