



### Źródło światła OLYMPUS CLD-S (Rekondycjonowany (używany))

- Używane, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50-60 Hz,
- Przystosowane do endoskopów sztywnych,
- **Źródło światła:**
  - Żarówka meta halogen 150 W - oświetlenie robocze (zużycie żarówki na poziomie 40 %),
  - Temperatura barwowa: 5600 K,
- 5 stopniowa regulacja natężenia światła,
- Gabaryty: 37 x 38 x 13 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

