



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Łóżko rehabilitacyjne FAMED ŻYWIEC LR-12 (Rekondycjonowany (używany))**

- Używane, stan techniczny idealny,
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pobór mocy: 300 W,
- Łóżko rehabilitacyjne LR-12 przeznaczone jest dla dorosłych pacjentów szpitali w czasie diagnozowania, monitorowania i leczenia chorób,
- Funkcja autoregresji w segmencie oparcia pleców redukuje nacisk na ciało pacjenta w rejonie lędźwi i ud,
- Regulacje przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga wspomagane sprężyną gazową, dźwignie regulacji łatwo dostępne z obu stron łóżka,
- **Dane Techniczne:**
  - Długość łóżka: 2160 mm,
  - Szerokość łóżka: 965 mm,
  - Długość/Szerokość materaca: 1960 x 865 mm,
  - Minimalna wysokość leża: 430 mm,
  - Maksymalna wysokość leża: 805 mm,
  - Kąt uniesienia segmentu oparcia pleców: 0 - 70°,
  - Kąt uniesienia segmentu uda: 0 - 37°,
  - Kąt uniesienia segmentu podudzia: 20°,
  - Pozycja Trendelenburga: 14°,
  - Pozycja Anty-Trendelenburga: 20°,
  - Funkcja autoregresji oparcia pleców: 90 mm,
  - Dopuszczalne obciążenie: 170 kg,
  - Średnica kół jezdnych: 150 mm,
- Dźwignia CPR segmentu oparcia pleców, dźwignia szybkiego zwalniania segmentu stosowana jest w szczególności w sytuacjach awaryjnych (np. reanimacja), umożliwia szybkie wypoziomowanie,
- Łóżko wyposażone w okrągłe odbojniki,
- **W zestawie:**
  - Rama wyciągowa w skład której wchodzi:
    - Noga ramy od strony głowy pacjenta: 2 szt.,
    - Noga ramy od strony nóg pacjenta: 2 szt.,
    - Poprzeczka łącząca nogi: 2 szt.,
    - Poprzeczka przesuwana: 2 szt.,
    - Poprzeczka I: 1 szt.,
    - Poprzeczka II: 2 szt.,
    - Uchwyt rolkowy: 1 szt.,
    - Uchwyt szczękowy: 10 szt.,
- **Brak materaca w zestawie - możliwość doposażenia za dodatkową opłatą,**
- Mobilne na kółkach z hamulcem centralnym i funkcją jazdy kierunkowej,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

