



## Zlewozmywak do opróżniania naczyń szpitalnych (Wersja B) (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Wykonany w całości z stali nierdzewnej,
- Służy do opróżniania, naczyń szpitalnych, tj: kaczek, basenów i nerek,
- Syfon z odpływem do kanalizacji średnica: 75 mm,
- Gabaryt zlewu: 30,5 cm,
- Gabaryt ogólny: 45 x 50 x 59 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- **Gwarancja:**
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

