



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Cystofiberoskop/Cystoskop OLYMPUS CYF-4 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny idealny,
- Produkcji niemieckiej,
- Aparat posiada 3 małe martwe punkty,
- Kierunek widzenia: podgląd do przodu,
- Średnica zewnętrzna: 5,2 mm,
- Średnica kanału roboczego: 2,4 mm
- Długość robocza: 380 mm,
- Długość całkowita: 670 mm,
- Głębokość ostrości: 3-50 mm,
- Max. Kąt zgięcia końcówki endoskopu w górę i w dół: 210°/120°
- Maksymalny kąt pola widzenia: 120°,
- **W zestawie:**
 - Walizka,
- Posiada wystawiony aktualny przegląd, oraz Paszport Techniczny,
- Kat 01
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

